

Novinky na poli hmotnostní spektrometrie

Tat'ána Halešová

VIZE 2025

Hotel Hermitage, Praha

Novinky na poli MS

Waters™

Cílená analýza (targeted, QQQ, MRM)

Xevo TQ Absolute XR

- Kvantifikace známých látek při ultra nízkých koncentracích
- Rutinní analýzy – plnění legislativních povinností
- **Analýza** – mikropolutanty, rezidua, forenzní analýza, cílená omika
- **citlivost, robustnost** (rutinní provoz)
- **multireziduální analýzy** (100vky látek v nástřiku)

Necílená a suspect analýza (untargeted, HRMS)

Xevo MRT

- Identifikace látek, objev nových látek a metabolitů
- Vysoké rozlišení – možnost rozlišit izobarické interference
- **Analýza** – metabolomika, lipidomika, forenzní screening, screening emergentních polutantů, farmakokinetika a studium metabolismu léčiv
- **výzkumné a screeningové aplikace**
- **možnost vracet se k datům**



Novinka _Waters Xevo TQ Family

xevo™
TQ ABSOLUTE XR

Waters™

xevo™
TQ-S cronos

xevo™
TQ-S micro

xevo™
TQ-XS

xevo™
TQ ABSOLUTE



MassLynx™ (+)

waters_connect™

2014

Výkon

2025

Rutinní úroveň - dostupný, spolehlivý výkon


Střední úroveň - citlivý, flexibilní a kompatibilní

Vysoká úroveň – maximální citlivost a flexibilita a
robustnost

Srovnání citlivosti – Waters Xevo TQ Family

Waters™

srovnání S/N - nástřik 1 pg




Nový vysokonapěťový fotonásobič
Nová iontová optika - StepWave XS

Nová iontová optika – StepWave XR



Polární pesticidy (ESI -)

- Xevo TQ Absolute vykazuje 4x až 19x lepší odezvu než Xevo TQ-XS pro řadu polárních pesticidů



Xevo TQ Absolute XR

Waters™


- navazuje na Xevo TQ Absolute
- **XR = eXtreme Robustness**
- **nová generace iontové optiky StepWave™ XR**
- vhodný pro komplexní vzorky
- eliminace iontů s vyšší hmotností (matrice)
- **bez ztráty výkonu a potřeby častého čištění**
- 50% nižší produkce tepla, spotřeba N₂, el. energie
- rozměry: 43,0 cm (Š) × 79,0 cm (V) × 96,0 cm (H)
- Software – MassLynx, **waters_connect**



</

Parametry Xevo TQ Absolute XR

Xevo TQ Absolute XR	
Mass range	2 – 2050 m/z (PFAS m/z 19)
Scan speed	20 000 Da/s 10 scan/s (m/z 2 -2050) 20 scan/s (m/z 50 -1000) 40 scan/s (m/z 50 - 500)
Rozlišení	0.5 Da, 0.7 Da, 1.0 Da
Lineární dynamický rozsah	až 6 řádů
Iontové zdroje	ESCI, UniSpray, nanoFlow, ASAP, APMC, DESI XS
ESCI mode switching time	20 ms ESI/APCI
Polarity switching time	4 ms +/-mod
Typy skenů	Full scan, SIR, MRM, Produkt, Precursor ion scan, RADAR
Dwell time	min. 1 ms MRM; min. 1 ms inter-channel delay
MRM acquisition rate	max. 500 MRM/sec
Software	MassLynx, waters_connect




- ✓ Nižší kontaminace
- ✓ Lepší robustnost

Waters™



Xevo™ TQ Absolute XR




Xevo TQ Absolute XR - StepWave XR

Waters™

Resolving section

elementy mají štěrby, které umožňují odstranit ionty s vysokou hmotností úplně z dráhy iontů




Non-resolving entrance


umožňuje efektivní zachycení iontů ze zdroje

Non-resolving cooling

umožňuje soustředit ionty zpět do středu iontové dráhy a účinně postupují dál do analyzátoru




nežádoucí ionty jsou filtrovány štěrbinami ven z dráhy




Cíl: eliminace kontaminace kvadrupólu

Praktický dopad: méně šumu, delší dobu **bez ztráty** citlivost a nutnosti čištění

Xevo TQ Absolute XR - StepWave XR




Non-resolving mode



Resolving mode

High mass cut off



Rušivé vlivy - eliminace

- Fosfolipidy
- Peptidy
- Sacharidy
- PEG

6x robustnější, delší provozuschopnost a méně přerušení kvůli údržbě
 $S/N > 1,5x$ oproti Xevo TQ Absolute

Stanovení PFAS ve vodách

- **Přímý nástřik vzorku, ESI-**
- Objem nástřiku **10 µl**
- Menší zatížení stroje matricí – **Xevo TQ Absolute XR**
- **Matrice** (čistá voda, odpadní voda)
- **Linearita** 0,5 – 250 ng/L
- **Preciznost** (10 inj., 10 ng/L) RSD < 10%
- **Legislativa:** DW suma 20 PFAS 0,1 µg/L, total PFAS 0,5 µg/L

GW suma 24 PFAS 4,4 ng/L (PFOA ekvivalent)

	Concentration (ng/L)			
	Wastewater	Drinking water	Ground water	Surface water
PFHxA	17.4	4.6	3.8	3.8
PFHpA	4.1	2.0	2.0	2.2
PFOA	16.2	4.4	2.8	4.3
PFNA	2.5	<LLOQ	–	–
PFDA	1.6	–	–	–
PFBS	2.6	1.9	1.5	<LLOQ
PFHxS	1.2	<LLOQ	–	<LLOQ
PFOS	1.8	–	–	1.0
FBSA	<LLOQ	<LLOQ	–	<LLOQ
FOSA	<LLOQ	–	–	–
NMeFOSAA	2.7	–	–	–

Suma	50,1 ng/L	12,9 ng/L	10,1 → 4,2 ng/L(RPF)	11,3 ng/L
------	-----------	-----------	----------------------	-----------

Compound	Method detection limit (ng/L)	Compound	Method detection limit (ng/L)
PFBA	21.9	PFNS	1.3
PFPeA	7.7	PFDS	1.1
PFHxA	1.6	PFUnDS	1.7
PFHpA	0.8	PFDoDS	1.0
PFOA	1.2	PFTriDS	1.5
PFNA	1.2	GenX	1.1
PFDA	1.5	ADONA	0.9
PFUnDA	2.0	9Cl-PF3ONS	1.0
PFDoDA	1.5	11Cl-PF3OUdS	1.5
PFTriDA	1.4	4:2 FTS	1.4


LOD
32 látek v metodě
LOD pro většinu II.
≈
1 ng/L

LEGISLATIVA - VODA						
PITNÁ VODA (0,1 µg/l)		POVRCHOVÁ VODA	PODZEMNÍ VODA (4,4 ng/l) RPF – PFOA ekvivalent			
PFBA	PFBS	PFOS	PFBA	0.05	PFBS	0.001
PFPeA	PFPeS		PFPeA	0.03	PFPeS	0.3
PFHxA	PFHxS		PFHxA	0.01	PFHxS	0.6
PFHpA	PFHpS		PFHpA	0.5	PFHpS	1.3
PFOA	PFOS		PFOA	1	PFOS	2
PFNA	PFNS		PFNA	10	PFDS	2
PFDA	PFDS		PFDA	7		
PFUnDA	PFUnDS		PFDoDA	3	6:2 FTOH	0.02
PFDoDA	PFDoDS		PFUnDA	4	8:2 FTOH	0.04
PFTriDA	PFTriDS		PFTriDA	1.65	Gen X	0.06
			PFTeDA	0.3	ADONA	0.03
			PFHxDA	0.02	C6O4	0.06
			PFODA	0.02		




PFAS - lepší citlivost s použitím UniSpray

Zvýšená ionizace a účinnější desolvatace




UniSpray poskytuje minimálně 3x lepší signál
a minimálně 2x vyšší S/N



Stanovení steroidních hormonů ve vodách



Pitná voda výhláška č. 252/2004 Sb. - 17 β -estradiol **LOQ 1 ng/L**
Směrnice 2013/39/EU pro povrchové vody (Watch list) **LOQ 0,4 ng/L**



Parameter	LOR (XTQA)	LOR (původní)
17 α -ESTRADIOL	1.0 ng/L	1.0 ng/L
17 β -ESTRADIOL	0.4 ng/L	0.8 ng/L
17 α -ETHINYLESTRADIOL	0.8 ng/L	0.8 ng/L
ESTRON	0.4 ng/L	1.0 ng/L
ESTRIOL	1.0 ng/L	-
EQUILIN	0.8 ng/L	0.8 ng/L

**UPLC I-Class
Xevo TQ Absolute**




Cíl:

- ✓ převod metody na Xevo TQ Absolute
- ✓ dosáhnout nižších **LOQ**
- ✓ snížení objemu vzorku na analýzu (SPE Oasis® HLB) 250 ml → 100 ml)
- ✓ zkrátit čas analýzy (15 min. → 11 min.)
- ✓ snížení spotřeby organických rozpouštědel, dusíku a energie

Analýza bisfenolů

Waters™

- Směrnice EU 2020/2184 o pitné vodě; Bisfenol A (BPA): 2,5 µg/l
- 3 vzorky pitné kohoutkové vody + 1 balená voda, spike 5ng/L**
- BPA** – nejlépe prozkoumaný, prokázané endokrinní účinky, vývojová toxicita (50 ng/L – 50x pod leg. limitem)
- BPB** – pravděpodobně silnější estrogení aktivita než BPA, málo dat
- BPS** – účinnější xenoestrogen než BPA, **má vyšší stabilitu v životním prostředí**, vyšší odolnost → vyšší riziko kumulace
- LOQ pro bisfenoly 0,5 – 5 ng/L; linearita 0,5 -5000 ng/l, R² 0,9998; RSD < 10%**
- LC-MS/MS, ESI-, 50 µl nástřík, MF: methanol:voda (NH₄Ac), 7 min. analýza**
- SZÚ: v roce 2016 byly bisfenoly v ČR zjišťovány v moči celkem 395 dětí ve věku 5 a 9 let.
- bisfenol A byl nalezen v moči téměř všech dětí (97 %) v největším množství, bisfenol S byl nalezen u poloviny dětí (53 %) (VZ SZÚ 2016,2019)



Compound	Precursor	Product
BPS	249.4	91.9
	249.4	107.9
	249.4	156.0
	227.2	133.0
BPA	227.2	211.1
	227.2	212.1
	199.1	76.9
	199.1	92.9
BPB	199.1	104.9
	241.2	147.0
	241.2	211.1
	241.2	212.1
BPAF	335.1	68.9
	335.1	177.0
	335.1	197.0
	335.1	225.1
	335.1	265.1

Sample		BPF (ng/L)	BPA (ng/L)	BPB (ng/L)	BPS (ng/L)	BPAF (ng/L)
1	Unspiked	n.d.	53.6	n.d.	BLOQ	n.d.
	spiked	5.89	57.3	4.83	5.15	4.04
2	Unspiked	n.d.	4.90	n.d.	3.39	BLOQ
	spiked	5.04	11.1	5.01	9.54	4.65
3	Unspiked	n.d.	2.55	0.34	0.263	BLOQ
	spiked	6.42	5.87	5.08	5.45	3.86
4	Unspiked	n.d.	4.23	n.d.	0.103	BLOQ
	spiked	4.67	7.97	4.78	5.19	4.49

Analýza nitrosaminových nečistot ve farmacii

Waters™

ZENTIVA




N-nitroso-ramipril

(2S,3aS,6aS)-1-(N-((S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid

- Převod metody pro stanovení NO-Ramiprilu: UPLC I-Class Plus, **Xevo TQ-XS** → **Xevo TQ Absolute** (ESI⁻)
- Stejná LC i MS metoda, chemikálie, nástřik **5 µl c_{STD} 50 pg/ml** (50% methanol)

Compound	Typical retention time (min)	Retention window (min)	Precursor (m/z)	Product (m/z)	Dwell time (s)	Cone voltage (V)	Collision energy (eV)
NO-Ramipril	5.1	3.0 – 7.0	444.25	223.20*	0.120	15	21
				323.25	0.120	15	19

*Xevo	S/N (Isomer-I)	Area (Isomer-I)	Area (Isomer-II)	Area (sum)
TQ Absolute	75	1973	1338	3311
TQ-XS	7	135	68	203



Chromatogramy

- MRM 444.25 → 223.2 CE (21 eV)
- dva píky → separace rotamerů
- rotamery (konformační izomery) – liší se rotací kolem N-N vazby
- stanovuje se jejich suma

Analýza terapeutických léků - TDM



Waters™

Analýza vybraných léčivých látek v séru

- Xevo TQ Absolute with ACQUITY Premier UPLC
- **ESI+**, 3 µl inj.
- Požadavek na linearitu 0,01-1000 ng/ml
- Srovnání ESI+/UniSpray



Compound	Precursor	Product
Citalopram	325.13	109.03
		261.99
Haloperidol	376.12	122.98
		164.98
Memantine	180.20	107.0
		163.1
O-Desmethylvenlafaxine	264.11	58.09
		246.06
Olazapin	313.0	84.0
		256.0
Paliperidon	427.14	110.03
		206.97
Risperidon	411.13	110.01
		191.01
Sertraline	306.05	158.87
		274.93
Telmisartan	515.20	276.03
		497.13
Tramadol	264.12	58.07
		246.07
		264.12



Analýza terapeutických léků - TDM

Waters™

- Zlepšená citlivost ESCi **ESI+** x **UniSpray**





— UniSpray
— ESI+



ESI⁺/
APCI⁺/
ESCI



UniSpray



	ESI+ S/N	Unispray S/N
Citalopram	40	81
Tramadol	25	82
Paliperidon	8	39
Haloperidol	6	310
Memantine	21	42
O-desmethylvenlafaxine	6	10
Olanzapin	9	27
Risperidon	15	49
Sertraline	5	9
Telmisartan	45	123


minimálně 2x vyšší S/N (3x, 5x, 50x)

Waters TOF; QTOF – Xevo MRT

Waters™



> 10 000 FWHM
TOF 50-9000 m/z
Scan speed 1-20 Hz
Mass accuracy <2,5 ppm




> 40 000 FWHM
TOF 20 – 100 000 m/z
Q 20 – 4000 (16 000) m/z
Scan speed 1-30 Hz
Mass accuracy <1 ppm




100 000 FWHM
QTOF 40 - 8000 m/z
Scan speed MS 50Hz
Scan speed MS/MS 100Hz
Mass accuracy < 0,5 ppm

BioAccord System


ACQUITY RDa Detector



Xevo G3 QToF



Xevo™ | MRT





waters_connect™

DATA convert **mzML**

Hmotnostní spektrometr Xevo MRT – nová technologie

Waters™

- systém optimalizován pro efektivní přenos iontů
- **menší ztráty signálu, lepší detekce stopových množství**




Nová kolizní cely

- rychlejší přepínání mezi různými kolizními energiemi
- **komprese iontového paprsku** - ionty se soustředí do užšího svazku
- více iontů se dostane do analyzátoru, což zvyšuje citlivost



PVM (Phase volume manipulator)

- speciální iontová optika, která „řídí“ čas průchodu iontů
- umožňuje dynamicky manipulovat s ionty – např. vybírat, zrychlovat nebo zpomalovat jejich průchod
- flexibilita - kombinace různých akvizčních režimů




→ výsledkem je ještě vyšší kvalita dat a rychlejší, spolehlivější analýza


Xevo MRT Mass Spectrometer – Enhanced duty cycle (EDC)

Waters™

Xevo MRT




Xevo G3 QTOF




Kratší Interscan

Efektivnější sběr dat

EDC - vylepšený pracovní cyklus
KZ + PVM – rychlé přepínání mezi
scany, synchronizované vypouštění
iontů do TOF → zamezení ztráty
signálu, ↑ citlivost



Interscan a duty cycle







Scan speed and sensitivity

Série infuzního měření Leucine enkephalin 10 – 100 Hz

Waters™

Inter-scan and duty cycle



- Duty cycle 80% při 100 Hz
- Sběr dat při vysoké rychlosti
- Rozlišení **nezávislé** na rychlosti skenování
- Citlivost – ovlivněna cca 10%

Kombinace cíleného a necíleného přístupu - multifunkční metoda

Acquisition modes

Full scan MS, MS/MS, MS^E, DDA, TofMRM

Targeted MS/MS



Analysis Time

Untargeted



Analysis Time



Targeted MS/MS + Untargeted DIA (MS^E)




Analysis Time

Xevo MRT – skenovací režimy

Waters™

Citlivost MS^E x TOF MRM

Aminokyselina Tyrosin




Xevo MRT – environmentální analýza

Waters™


Analýza PFAS – identifikace a kvantifikace

- MS^E – DIA
- získání fragmentačních dat pro všechny nalezené ionty ve vzorku, bez výběru konkrétních prekurzorů
- umožňuje jednoznačnou identifikaci díky bohaté fragmentační informaci
- kvalitativní i kvantitativní analýza





Waters PFAS knihovna: 140 látek
EPA knihovna: > 4,000 látek



Střídání se nízké a vysoké kolizní energie
Low-energy scan → zachycuje **prekurzorní ionty** (intaktní molekuly)
High-energy scan → fragmentuje **všechny ionty** současně, generuje fragmentační spektra
Výsledkem jsou dvě paralelní datové sady: **prekurzory + fragmenty všech iontů**
Prekurzorní ionty (high energy) → potvrzení identity
Prekurzorní ionty (low energy) → kvantifikace



Identifikace a kvantifikace PFAS v jednom pracovním postupu



PFOS identifikován s přesností hmoty $\pm 0,4$ ppm
S/N = 17 (PtP)
vzorek ≈ 30 ng/L (10 μ l objem nástřiku vzorku)



Waters™

Application Note

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Groundwater by Direct Injection Using the Benchtop Multi-Reflecting Time-of-Flight Xevo™ MRT Mass Spectrometer

Hania Khoury-Hollins, Sara Stead, Jayne Kirk, Richard Lock

Waters Corporation, United States

Published on November 20, 2025

Abstract

The increasing regulatory scrutiny and scientific interest in per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are driving a shift in analytical workflows from traditional tandem quadrupole (TQ) methods toward high-resolution mass spectrometry (HRMS) platforms. While TQ systems are the preferred choice for absolute quantification, they are restricted by the availability of commercialized standards and the limited number of compounds that can be identified and quantified within a single method. In contrast, HRMS enables both absolute quantification and non-targeted screening (NTS) workflows simultaneously, offering a more holistic understanding of PFAS profiles in complex environmental matrices.

To demonstrate the capabilities of HRMS, the Xevo MRT Mass Spectrometer was evaluated for sensitivity and dynamic range by direct injection of groundwater samples and standards. 30 PFAS compounds were detected



Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Groundwater by Direct Injection Using the Benchtop Multi-Reflecting Time-of-Flight Xevo™ MRT Mass Spectrometer

Xevo MRT – analýza potravin


Waters™

DDA, negative

Identifikace – Natural products
Tea library




Analýza Flavonoidů v černém čaji - DDA




Izomery kaempferolu-3-O-rutinosidu nalezené v černém čaji



Spektra DDA odhalující rozdíly mezi 3 izomery v komplexní matici



Waters™

Xevo MRT, MS^E Clozapine a jeho hlavních pět metabolitů

XIC a spektra při vysokých a nízkých kolizních energiích



#	Name	Date Min (Dec)	Formula	Classifier	Is combined
1	1 x Deviation	-43311	<=0	Phase 1	☒
2	2 x Deviation	313889	<=0	Phase 1	☒
3	3 x Deviation	385742	<=0	Phase 1	☒
4	4 x Deviation	473847	<=0	Phase 1	☒
5	4xlytly online corruption	101314	<=0	Phase 1	☒
6	Normalization	-6347	<=0	Phase 1	☒
7	4xlytly corruption	703419	<=0	Phase 1	☒
8	Control corruption	144102	<=0	Phase 1	☒
9	Quality Isolation	176326	<=0	Phase 1	☒
10	Online corruption	103306	<=0	Phase 1	☒
11	Online Corruption	103306	<=0	Phase 1	☒
12	Normalization	273944	<=0	Phase 1	☒
13	Normalization	-454888	<=0	Phase 1	☒
14	Deflation	-101109	<=0	Phase 1	☒
15	Physical Deviation	342021	<=0	Phase 1	☒
16	What is not in	-36352	<=0	Phase 1	☒
17	Complexity	273844	<=0	Phase 1	☒

Waters™

Application Note

Metabolomics Workflow using a Xevo™ MRT
Mass Spectrometer

Lisa Reid, Matthew E. Daly, Lee A. Gettings, Jayne Krikorian
Waters Corporation

Abstract

We demonstrate the ability of data processing to identify and pathway profile a typical metabolomic study acquired using a Xevo™ MRT Mass Spectrometer coupled with an ACQUITY™ Premier LC System. The resulting data shows a clear unsupervised PCA separation between the three study groups with exogenous or environmental markers being the most significant differences from the different volunteer lifestyles. The Xevo MRT MS delivers rapid, robust data acquisition for large cohort metabolomic studies, capable of providing a high mass resolution of up to 100,000 full width half max (FWHM) and consistent sub-ppm mass accuracy, ensuring the analyst has increased confidence in putative feature identification.

Benefits

Simple and robust workflow delivering excellent data reproducibility and confident results

A powerful benchtop mass spectrometer routinely providing high mass resolution for both precursor and product ions, enabling separation of compounds with near identical molecular weights e.g. isomers

Delivering a consistent mass accuracy <1 ppm RMS, increasing confidence in putative feature identification

Ability to acquire data at extremely fast acquisition rates, maintaining mass resolution and mass accuracy benefits. Allowing compatibility with shorter chromatographic methods, increasing sample throughput

Metabonomics Workflow using a Xevo[®] MRT Mass Spectrometer

Xevo MRT– toxikologický screening

Waters™

LC-MS Conditions


LC/MS methods with ACQUITY UPLC I-Class Plus & Xevo MRT

Ionization Mode	ESI Positive	ESI Negative
Run time	15 min gradient elution	7.5 min gradient elution
Mobile Phase A	5mM ammonium formate pH 3.0	Water with 0.001% formic acid
Mobile Phase B	Acetonitrile with 0.1% formic acid	Acetonitrile with 0.001% formic acid
Acquisition range	m/z 50-1000	
MS ^E conditions	Collision energy ramp 10-40 eV	
ToF MRM conditions	23 MRM transitions for compounds of interest	
Column	ACQUITY UPLC® HSS C18 Column	
Flow rate	400 µL/min	
Injection vol.	5 µL	



Quantitation Accuracy: ToF MRM vs. MSe

Measured quantitation deviation (%)* of a wide range of analytes at different concentrations




The ToF MRM method demonstrates greater quantitation accuracy compared to MSe.

* Deviation(%) = $\frac{\text{Measured} - \text{Expected}}{\text{Expected}} \times 100$, ng/mL (mira odchylky mezi naměřenou a skutečnou koncentrací)




Quantitation Sensitivity: ToF MRM vs. MSe

Ratio of S/N measured between ToF MRM and MSe acquisition @ the same level



ToF MRM is approximately 9 times more sensitive than MSe for targeted quantitative analysis, although the actual improvement varies by analyte.




Ratio of S/N = Analyte S/N (ToF MRM) / Analyte S/N (MSe)



Amphetamine and oxazepam are excluded, as their S/N in MSe mode is <3

THC-COOH is not detectable within the positive mode

Tramadol (25.6-720 ng/mL)



The ToF MRM method demonstrates greater linearity than MSe in the quantitation of tramadol.




HRMS - toxikologická knihovna



Více než 2000 toxikologicky relevantních látek

- více než 200 analogů fentanylu
- obsahuje t_R , MS/MS fragmenty
- Custom library – lze upravovat



- Amphetamines
- Anaesthetic agents
- Analgesics
- Antiarrhythmics
- Anticonvulsants
- Antiepileptic
- Antimalarial
- Antipsychotics
- Anti-seizure
- Antidepressants
- Antihypertensive
- Benzodiazepines
- Cocaine + metabolites
- Opioids
- Fentanyl/Fentanyl analogues
- Novel Psychoactive Substances
- Cathinone's
- Hallucinogen's
- Nitazene's
- Synthetic Cannabinoid's
- Pesticides (136)
- Piperazines
- SSRIs /TCAs

Toxikologický screening - Identifikace látek – tři přístupy:

Targeted analysis

- analyzuje se přesně definovaný seznam (prekurzorů, fragmentů, t_R)
- vyhledávání Waters HRMS knihovna (Scientific Libraries → Master library, custom library)
- obsahuje experimentální údaje měřená spektra, fragmenty, retenční časy, CCS hodnoty

Semi-targeted analysis

- analyzuje se širší seznam potenciálních látek, ale nejsou k dispozici experimentální údaje (t_R , fragmenty)
- k identifikaci využívá vyhledávání MOL. files (prekurzory, struktura)
- Waters používá algoritmy (UNIFI fragment prediction), které umí „fragmentovat“ molekulu podle chemicky realistických míst
- vygeneruje **teoretické fragmenty (in-silico fragments)**

Non-targeted analysis

- vyhledává se vše, co je měřitelné
- vyhledávání v knihovnách třetích stran (NPS, CHU Life, Wiley, NIST, CHemSpider)





Name of the library	NPS library ¹	CHU Life Developed library ²	Wiley Library Maurer, Meyer, Heffer, Weber: LC-HRMS/MS Library of Drugs, Poisons, and Their Metabolites
# of analytes	2373	1,483	Over 3,200

Xevo MRT – lipidy



Waters™

High Throughput Analýza lipidů

Conventional – 12 min



High-throughput – 5 min



1. FFA/Lysophospholipids; 2. Glycerophospholipids; 3. Glycerolipids

Waters™

Application Note

High Sensitivity, High Throughput LC-MS
Analysis of Eicosanoids Using the Xevo™ MRT
QToF

Nyasha Munjoma, Gemma Molyneux, Lee A. Gethings, Jayne Kirk, Richard Lock

Waters Corporation

Waters™

Application Note

The Achievability of Single Cell Lipidomics
Utilizing the Novel Xevo™ MRT Mass
Spectrometer

Scarlet Ferrinho, Nyasha Munjoma, Preeti Mourya, Shazneel Briones, Lee A. Gethings, Robert S. Plumb, Oliver

Census, Paul A. Townsend

Waters Corporation, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey

[PRODUCT SOLUTION]

A High-Throughput Lipodomic Workflow Using the Waters Xevo MRT Mass Spectrometer

INTRODUCTION

The Xevo™ MRT Mass Spectrometer delivers an unrivaled combination of performance at speed, providing high resolution time-of-flight data independent of spectral acquisition rate. The MS specification of 100,000 (FWHM) resolution at scan rates of up to 100 Hz combined with <500 ppb mass accuracy enables confident identification of analytes at throughput levels that enable large cohort experiments.

The cutting-edge multi-reflecting ToF technology that Waters™ Corporation pioneered in the SELECT SERIES™ MRT, has been scaled into a compact benchtop platform to solve the most challenging problems in biomedical research and epidemiological studies.

In large scale metabolic phenotyping experiments performance is critical, from instrument stability over large studies to precision of measurement, generating high quality experimental outcomes. The novel acquisition system, with dual gain analogue-to-digital converter, delivers long term system stability over a high dynamic range, ensuring exceptional quality data with consistent robustness and reproducibility.

Here we describe, using an exemplar sample set, the use of the Xevo MRT Mass Spectrometer for the analysis of colorectal cancer human serum samples. This combined with market leading chemistry and separations, using premier technology, and informatics including LipoStar2 from Mass Analytica™ (MassAnalytica.com) describes a complete lipidomic workflow.

EXPERIMENTAL CONDITIONS

SAMPLES

Samples	
	6 Healthy control plasma
	4 Colon cancer plasma
Colorectal cancer (CRC) human serum samples	2 Rectum cancer plasma
	NIST SRM 1950 plasma
	Study Reference/pooled (QC)
	A 100x dilution of EquiSPLASH

LC conditions

LC System	Waters ACQUITY™ Premier
Column	ACQUITY Premier UPLC™ CSH™ C ₁₈ 2.1 x 50 mm, 1.7 µm
Column Temperature	55 °C
Sample temperature	8 °C
Injection volume	0.5 µL
Mobile phase A	50:25:25 H ₂ O:IPA:MeCN w/5 mM ammonium acetate and 0.05% acetic acid
Mobile phase B	50:50 IPA:MeCN w/5 mM ammonium acetate and 0.05% acetic acid
Flow rate	0.4 mL/min



Xevo MRT – DESI XS (2025)

HD Imaging (rozlišení 5 μm)



DESI XS with Xevo MRT Mass Spectrometer for MS Imaging

Accelerating imaging. Amplifying sensitivity. Advancing visualization.

INTRODUCTION

This product solution highlights the capabilities of the Xevo[™] MRT mass spectrometer equipped with the DESI[™] (Desorption Electrospray Ionization) XS source (Figure 1), demonstrating its ability to provide rapid acquisitions while maintaining high sensitivity for MS imaging. With combined high mass resolution and mass accuracy, your lab can achieve greater spectral quality, improved analyte detection, and higher confidence in compound identification. The data presented includes data acquired in both positive and negative ionization modes and compares various acquisition speeds.



THE POWER OF DESI XS

Analysis on the DESI XS source offers a powerful and versatile approach to mass spectrometry imaging, delivering a range of benefits that enhance a wide range of applications, including pharma, chemical materials, and pre-clinical research applications. One of the most significant advantages of DESI is its ability to perform ambient image acquisitions without the need for extensive sample preparation or matrix application. The direct sample analysis without the application of matrices makes DESI ionization particularly valuable for high spatial resolution acquisitions where application of a matrix could lead to analyte movement. Whilst simple, rapid sample preparation makes it ideal for real-time analysis applications.


The DESI XS source supports high spatial and high mass resolution imaging, currently offering analyses with pixel sizes as small as 5 μm , enabling single-cell image resolution. This level of detail allows researchers to visualize molecular distributions with exceptional fidelity, crucial for understanding complex biochemical processes and tissue heterogeneity. The integration of Microscope Mode within High-Definition Imaging (HDI[™]) Software further enhances efficiency by allowing rapid survey scans followed by targeted high-resolution re-acquisition of regions of interest [1].



Figure 1. Next-generation solution for MS imaging: DESI XS with Xevo MRT mass spectrometer.




Waters[™]



Xevo MRT – mAb, proteiny, peptidy, oligonukleotidy

Waters™



Waters™

Application Note

Enhanced Host Cell Protein Identification and Quantitation with Multi-Reflective LC-MS

Jonathan Fox, Malcolm Anderson, Ying Qing Yu, Scott J Berger, Nick Pittman, Laetitia D

Waters Corporation, United States

Published on August 07, 2025



Waters™

Application Note

Applying Peptide Mapping and Multi-Attribute Method (MAM) Workflow for Biosimilar mAb Drug Products Comparison on the Xevo™ G3 QToF Platform

Kellen DeLaney, Samantha Ippoliti, Lisa Reid, Owen Cornwell, Ying Qing Yu, Emma Harry, Mark Towers

Waters Corporation





Waters™



 waters_connect™