


## 35% sleva na úpravu GC a GC/MSD pro využití vodíku jako nosného plynu

Uvažujete o změně nosného plynu ve Vašich GC a GC/MSD přístrojích? Rádi byste místo drahého helia využívali jako nosný plyn vodík? Využijte 35 % slevu na úpravu Vašich GC a GC/MSD.

Pro přechod na **nosný plyn vodík** je doporučeno:

- Vybavit pec plynového chromatografu senzorem vodíku
- Jako zdroj ionizace v MS detektoru využívat HydroInert
- Vyměnit stávající kapiláry za nerezové (zejména pro GC/MSD přístroje)
- Využívat kolony typu UltraInert



### Více informací o HydroInert

[www.hpst.cz](http://www.hpst.cz)



[www.agilent.com](http://www.agilent.com)



#### Chcete vědět více?

Růžena Penížková  
Produktový specialista (GC/MSD)  
724 305 436  
[ruzena.penizkova@hpst.cz](mailto:ruzena.penizkova@hpst.cz)

Daniel Sander  
Produktový specialista (GC)  
724 805 278  
[daniel.sander@hpst.cz](mailto:daniel.sander@hpst.cz)